

DermaMax® RF

RF MICRONEEDLING SYSTEM

♦ Seguro

♦ Exclusivo

♦ Potente

♦ Compacto

♦ Fácil


♦ Moderno



ESTETIQUE®
REINVENTING AESTHETICS

Conoce lo último en tratamientos de reafirmación y rejuvenecimiento facial y corporal de creciente popularidad en el mercado: el nuevo DermaMax RF Dermal Remodeling, un avanzado equipo cuya innovadora tecnología de RF fraccionada de alta intensidad combate efectivamente las señales del envejecimiento de forma rápida y completamente inocua.

El DermaMax RF es un procedimiento estético que consiste en entregar energía de RF fraccionada de alta intensidad a la piel usando microagujas esterilizadas. Al penetrar los tejidos, estas agujas ultrafinas crean heridas térmicas microscópicas a diferentes profundidades de la dermis para estimular la creación de una nueva piel al activar sus mecanismos de reparación. La energía de RF además estimula la producción natural de colágeno, logrando un fabuloso efecto anti-edad en minutos sin ningún tiempo de recuperación.



Seguro y efectivo en todos los tipos de piel, desde la más clara hasta la más oscura.




MÍNIMO A
CERO DOLOR



MÍNIMAMENTE
INVASIVO



SIN EFECTOS
ADVERSOS



SIN TIEMPO DE
RECUPERACIÓN

El DermaMax RF es una técnica segura con mínimo riesgo de incomodidad que trata la piel desde adentro sin dañar la epidermis, ofreciendo excelentes resultados de forma inmediata sin efectos adversos como la hiperpigmentación. La energía es entregada a diferentes profundidades precisas, justo donde se necesita, para proveer un tratamiento altamente efectivo y seguro en todos los tipos y colores de piel.

Multiplica tus ingresos con el más eficaz equipo en su categoría.



- ◆ Poderosa combinación de tecnología de microneedling y energía de RF fraccionada de alta intensidad para una piel más tersa y hermosa.

Microagujas

Sus agujas ultrafinas penetran hasta 3.5 mm dentro de la dermis y distribuyen la energía de manera focalizada y uniforme para resultados notorios y consistentes en cada sesión de tratamiento. Las heridas térmicas microscópicas producidas estimulan una respuesta de reparación para dar paso a una nueva piel sin causar daños a los tejidos.

RF Fraccionada

El efecto creado por las microagujas, combinado con las propiedades térmicas comprobadas de la energía de RF bipolar fraccionada de alta intensidad, proporcionan un tratamiento increíblemente efectivo al generar un calentamiento controlado para multiplicar la producción de colágeno y combatir profundamente los efectos de la edad.

- ◆ Ofrece a tus clientes un sinfín de beneficios en un solo dispositivo

- Reduce las líneas finas y arrugas
- Reafirma la piel
- Aclara las cicatrices y estrías
- Reduce las venas de araña
- Disminuye el tamaño de los poros
- Mejora la textura de la piel
- Logra un tono de la piel más uniforme

- ♦ Sus agujas ultrafinas proporcionan un tratamiento extraordinariamente efectivo con mínimo a cero dolor o incomodidad

La ciencia detrás del nuevo DermaMax RF

El moderno aplicador del DermaMax RF consiste de microagujas estériles las cuales se aplican a la zona que se desea tratar, creando canales microscópicos en la dermis los cuales se mantienen abiertos durante 4 a 6 horas. Estas microagujas entregan energía de RF bipolar fraccionada de alta intensidad a 31 diferentes profundidades precisas de la piel para generar un calentamiento controlado sin dañar los tejidos circundantes.

El calor producido activa una respuesta natural del cuerpo que desencadena la creación de nuevas fibras de colágeno y elastina para devolverle a la piel su firmeza, suavidad y elasticidad juvenil.

- ♦ ¡Obtén magníficos resultados en tan sólo 3 sesiones!

Al terminar la serie de tratamientos la apariencia y textura de la piel mejoran notablemente al recobrar su firmeza, suavidad y elasticidad juvenil. Las líneas finas y arrugas se reducen, los poros agrandados disminuyen en tamaño, y el tono de la piel luce mucho más uniforme. Adicionalmente, las cicatrices y las estrías se aclaran dando paso a una piel hermosa que se ve y se siente mucho más tersa, luminosa y saludable.

Rejuvenecimiento
de adentro hacia
afuera



♦ Actúa a nivel microscópico para generar una nueva piel que luce mucho más sana y joven.

Mientras algunos sistemas de microagujas rasgan la piel, provocan dolor y no ofrecen resultados consistentes, la tecnología DermaMax RF trabaja a diferentes profundidades dentro de la piel para repararla y rejuvenecerla de forma segura y consistente. Sus agujas ultrafinas de 0.2 mm minimizan el riesgo de dolor y no producen sangramiento, logrando resultados visibles con mínima a ninguna incomodidad y sin tiempo de recuperación.

Su avanzado diseño permite ajustar la configuración a 31 diferentes niveles precisos con una penetración de 0.5 hasta 3.5 mm en incrementos de 0.1 mm, distribuyendo el calor de forma uniforme para resultados realmente excepcionales en muy poco tiempo.



25 o 64 microagujas esterilizadas de oro penetran hasta 3.5 mm dentro de la piel para un rejuvenecimiento profundo y visible.

- Diseño ergonómico.
- Botón de activación incorporado en el mango para mayor conveniencia.
- Puntas de microagujas estériles y desechables fáciles de remplazar.
- Dos puntas de microagujas para diferentes áreas de tratamiento.
- Patrón uniforme para resultados consistentes.
- Baño de oro biocompatible y adecuado para pacientes con alergias al metal.
- Microagujas aisladas a excepción de las puntas, permitiendo entrega de la energía profundamente en la dermis sin dañar la epidermis.

Aplicaciones	Tecnologías
<ul style="list-style-type: none">• Reafirmación de la piel• Reducción de líneas finas y arrugas• Revisión de cicatrices y estrías• Reducción de venas de araña• Reducción de poros agrandados• Mejoramiento de la textura de la piel• Tono de la piel más uniforme	<ul style="list-style-type: none">• Microneedling• RF bipolar fraccionada de alta intensidad

Estetique USA

2145 N Commerce Parkway
Weston, FL 33326 USA

Tel: 1 954-442-6595
Toll Free: 1 888 214 3856

Estetique Mexico

Avenida Homero, 1339 Piso 6
Colonia Polanco IV Sección
Miguel Hidalgo, CDMX CP
11550 Mexico

Tel: 52 55 4634 0496
52 55 5161 2483

E-mail: sales@estetique.com
ventas@estetique.com

Web: www.estetique.com

Más productos de Estetique:

RejuveMax®
COLLAGEN LIGHT SYSTEM

LipoMax® RF
FACE | BODY

LipoMax®
SCULPT SYSTEM

DermaMax®
HYDRODERMABRASION SYSTEM

LumiMax® PL
LASER SYSTEM

LumiMax®
LED THERAPY SYSTEM

LumiMax® CO2
CO2 LASER SYSTEM

• Dos puntas especialmente diseñadas para tratar cualquier parte del cuerpo

Punta de 25 microagujas

Esta punta pequeña se ajusta perfectamente a zonas reducidas tales como el área de los ojos, la frente y el cuello, reafirmando la piel y tratando eficazmente las líneas finas y arrugas, los poros agrandados y las cicatrices del acné, entre otros.

Punta de 64 microagujas

Este tamaño es ideal para tratamientos corporales tales como reafirmación y reducción de estrías en áreas más grandes como son las piernas, la espalda, el abdomen y los brazos.

Características:

- Pantalla táctil a color de 10.4 in con interfaz de usuario amigable.
- Tratamientos corporales y faciales pre-programados y botón de almacenamiento de datos.
- Puntas de microagujas desechables de alto rendimiento para único uso.
- Dos puntas: 25 microagujas para áreas pequeñas y 64 microagujas para áreas grandes.
- 31 configuraciones precisas de profundidad multinivel en incrementos de 0.1 mm, de 0.5 a 3.5 mm.
- Microagujas ultrafinas de 0.2 mm para mínimo riesgo de dolor.
- Puntas de oro biocompatible, seguro en pacientes con alergias al metal.
- Interruptor dactilar, interruptor de pedal y modo automático.
- Seguro en todos los tipos de piel incluyendo los tipos VI, con mínimo riesgo de hiperpigmentación post-inflamatoria.

Especificaciones Técnicas:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| • Frecuencia de RF | 1MHz |
| • Energía máxima | 35W |
| • Tamaño de puntas | 5*5 mm and 8*8 mm |
| • Pines de punta | 25 pines, 64 pines |
| • Tamaño de la aguja | 0.2 mm |
| • Profundidad | 0.5mm-3.5mm |
| • Pantalla | Táctil de 10.4" |
| • Dimensiones | 50 x 50 x 110cm |
| • Peso neto | 40kg |

